

# aircure™

Produced by C-ENG

aircure



aircure は、独自開発のポリエチレン素材が複雑に絡み合った立体網状構造体の高弾性・高反発中材を使用しています。


国内特許 特許第5986584号・特許第6182249号

## エアキュア (特注仕様マットレス) aircure マットレス 10091

### 身体にやさしい寝心地快適なマットレス 褥瘡予防 (リバーシブル仕様: ソフト/ハード)

#### 柔らかいのに動きやすい


体圧をしっかりと分散、しかもベッドの上で寝返りし易い。少ない力で身体の動きが可能なので、寝ている本人だけでなく、介助者の負担も軽減します。



#### リバーシブル仕様 (ソフト・ハード)

硬さの異なる2種類の中材を使用しています。お好みでソフト・ハードの寝心地が選べます。



■体圧分布の比較 試験条件: 男性 173cm/68kg



※ウレタンの硬さを調整できます。

#### 両端面が硬い (しっかり構造)

ポリエチレン中材の両端面を硬くしてズレ落ち防止対策をしました。さらに頭・肩部・脚部をソフト、腰部をミディアムにし、硬さの最適化を図りました。



#### エアキュア 3D マットレス 10091

- サイズ (約): 長さ1910mm×幅910mm×厚さ105mm (中材厚さ50mm+50mm)
- 中材: ウレタン+ポリエチレン
- カバー生地: ダブルラッセル (ポリエステル)
- 重さ (約): 14kg



#### お手入れ簡単

ポリエチレン中材は、水分を吸収しない素材で乾きも早く、ご家庭や施設でも簡単に水洗いして乾かせます。



#### 蒸れない (通気性が良い)

ポリエチレン中材は、空気層による断熱・循環効果でマットレス内の温度・湿度の上昇を抑制します。



#### 除菌消臭


中材には除菌消臭スプレーを直接噴霧することができます。中材内部までしっかり浸透します。

#### 採用実績 けいあいの郷 西谷



横浜市の介護老人保健施設「けいあいの郷 西谷」で aircure マットレスが採用されています。

#### 防水カバー (オプション)



開発・製造

C-ENG 株式会社シーエンジ

販売

C-ENG 株式会社シーエンジ販売

商品の品質・使用方法に関するお問い合わせ

カスタマーセンター 0120-065-350 受付時間 10:00~16:00 (土日・祝祭日は除く)

■商品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ■商品現物と印刷物では多少色が異なる場合があります。ご了承ください。

販売代理店

有限会社 並木メディカル・サービス  
ヘルスケア事業部

〒241-0825

横浜市旭区中希望が丘25-1 CASA希望ヶ丘

TEL: 045-465-6063 FAX: 045-465-6062

URL: <https://namiki-ms.com>

●事業再構築補助金により作成